

DOCUMENT ETUDIANT
SESSION 1

CONSIGNES DE TRAVAIL

Les étudiants élaborent une présentation du métier choisi.

Les attendus sont :

- Pour l'acteur de soins choisi:
 - o Formation (historique, accès, années d'études...),
 - o Missions, compétences, modes d'exercice, ...
- Rôle et responsabilités dans la PEC du patient,
- Collaboration/coopération avec l'équipe interprofessionnelle/pluridisciplinaire (éléments facilitateurs ou obstacles dans cette collaboration/coopération, outils de transmissions utilisés...),
- Intérêt de cette collaboration/coopération en s'appuyant sur les expériences de stage de chacun des membres du sous-groupe,
- Transférabilité de ce travail dans le futur exercice professionnel.

Listes possibles des acteurs de soins : kinésithérapeute, ASD, AP, psychologue, cadre de santé, médecin, diététicienne, ergothérapeute, AS, psychomotricien, orthophoniste, sage-femme, auxiliaire sanitaire.

L'évaluation se fera en ¼ de promotion, le temps prévu de présentation est de 20 mn. Les supports sont laissés à l'appréciation des étudiants (film, PPT...). Le support retenu demeure un outil et devra être étayé par une présentation.

Lors de la fin de la présentation, le groupe évaluateur pourra interroger le groupe évalué pour tout éclaircissement, (20 min au total dont temps d'échanges).

Un temps de 10 min sera alloué pour l'évaluation par le groupe de pairs évaluateurs.

Une auto-évaluation groupale sera réalisée en amont de l'évaluation.

La grille d'auto-évaluation **renseignée** devra être remise au formateur le jour de l'évaluation au moment de l'appel (émargement).

Remarque : en cas de défaut d'implication et/ou collaboration d'un ou plusieurs membres d'un groupe, les formateurs référents de l'UE se réservent le droit d'attribuer une note individuelle à l'un ou plusieurs membres d'un groupe.

ATTENTION :

Chaque sous-groupe devra être présents sur la totalité de la demi-journée pour écouter les présentations des autres groupes.

Merci d'amener vos ordinateurs

(Il ne sera pas possible d'utiliser vos clés USB.)