

Promotion 2023-2026
Année 2024-2025

UE 2.11 S3 Pharmacologie et Thérapeutiques
CALCULS DE DOSES AVEC POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE
(Document étudiant)

Exercice n°1 :

PM de Mr G. : 12 000 UI d'Héparine CHOAY® par 24 heures à administrer au PSE. A brancher à 8h00.

**Vous devez préparer une seringue de 20 000 UI d'Héparine CHOAY® dans 48 ml
Vous disposez de flacons d'Héparine CHOAY® de 25 000 UI pour 5 ml et
d'ampoules de NaCl de 10ml dosée à 0.9 % pour compléter la seringue.**

- 1.1 Combien de ml d'Héparine CHOAY® utiliserez-vous pour réaliser la seringue ?**
- 1.2 Quelle quantité de sérum physiologique ajouterez-vous pour compléter la seringue ?**
- 1.3 A quel débit réglez-vous le PSE pour respecter la PM ?**
- 1.4 A 12h, la PM évolue en fonction du TCA de Mr G. Le médecin prescrit 18 000 UI d'Héparine CHOAY® par 24 heures. A quel débit réglez-vous votre PSE pour respecter cette nouvelle PM ?**